



● ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ И ДОСТОИНСТВА

- " Двигатель BLDC (безколлекторный двигатель постоянного тока) с высокой эффективностью, является собственной высокой технологической разработкой компании Saeshin и представляет собой ноу-хау.
- " Двигатель BLDC (Скорость вращения двигателя 600 - 50 000 об/мин) и понижающий микромоторный наконечник (Стандартное оборудование 20:1) обеспечивает оптимальный вращающий момент во время препарирования.
- * Скорость вращения наконечника: 30 об/мин ~ 2 500 об/мин (20:1 рекомендуется для оптимального использования),
- * Вращающий момент: 20:1 (5.0 ~ 55 Нсм) / 32:1 (5.0 ~ 65 Нсм)
- * Передаточное отношение: 1:1, 20:1, 27:1, 32:1
- " Функция программируемой памяти
- * 10 сохраняющихся в памяти настроек по регулировке:
 - Скорости вращения,
 - Вращающего момента,
 - Направления вращения,
 - Поддачи инфузионного раствора в область препарирования.
- " Автоматическая функция защиты от перегрузки
- * Данная функция предусматривает автоматическое отключение двигателя в случае, если нагрузка на валу превышает допустимое значение вращающего момента. Двигатель останавливается через 2 секунды.
- * Для последующего включения двигателя воспользуйтесь педалью.
- " Пользователь может проверить надлежащее работоспособное состояние во время работы двигателя (Фактическое значение скорости вращения наконечника и вращающего момента).
- " Эргономическая педаль управления
- * Педаль управления имеет эргономический дизайн и обеспечивает высокое удобство при работе.