



Регулируемая скорость от 0 до 40000
Регулируемый торк 5-55(20:1),5-65(32:1)
Наконечник 20:1 с подсветкой в комплекте
Управление на педали
Вес 4.5 кг
Наконечник с подсветкой

Физиодиспенсер Saeshin Traus XIP10

Технические характеристики:

- частота вращения двигателя: (20:1) 30-2500 об/мин, (32:1) 20-1562 об/мин;
- крутящий момент: (20:1) 5-55 Н/см, (32:1) 5-65 Н/см;
- коэффициент передачи: 1:5, 1:4, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1;
- наконечник ACL(B)-41I (20:1) кнопочный (базовая комплектация);
- 10 программ памяти для установки скорости, крутящего момента, направления вращения, ирригации насоса;
- автоматическая защита от перегрузки (если нагрузка на бор будет выше чем установленный крутящий момент, микромотор автоматически остановится через 2 секунды);
- точные фактические показания оборотов и крутящего момента во время работы микромотора делают удобной работу для пользователя;
- эргономичный дизайн ножной педали;
- мембранный дисплей;
- функция самопроверки.